

# +LUCKY




## TERMÓMETRO INTELIGENTE

### Control seguro de la fiebre

#### Medición continua de la temperatura

En forma de un **parche** suave, cómodo y flexible, Tucky se coloca bajo la axila del paciente y permite **controlar continuamente los cambios de temperatura** y evaluar la **eficacia de la medicación**.



Los datos se muestran en tiempo real gracias a una curva de temperatura en el teléfono.

En caso de un aumento significativo de la temperatura, se notifica inmediatamente a través de la **alerta de Fiebre** (notificación audible y visual).

#### Sin límite de distancia

La fiebre puede ser monitoreada en casa (5-10m vía Bluetooth) o remotamente vía internet en un segundo teléfono inteligente.



#### Una aplicación simple e intuitiva

Múltiples perfiles, múltiples dispositivos, vistas de curva / línea de tiempo, historial de datos, libro de salud...

## Dispositivo médico seguro



Dispositivo médico de clase IIa



Tecnología patentada

Emisión de ondas bajas



Datos seguros

Nube de salud segura

## El termómetro más completo del mercado

Termómetro	<b>tucky</b>	Auricular / temporal	Tradicion al
			
Monitoreo continuo 24 h	✓	✗	✗
Monitoreo remoto	✓	✗	✗
Alerta de fiebre	✓	✓	✗
Código de colores	✓	✓	✗
Historia de la temperatura	✓	✓	✗
Monitor de posición	✓	✗	✗

- Flexible, cómodo, hipoalergénico
- Dispositivo médico clase IIa, precisión 0,1°C
- Emisión de ondas ultra bajas (1000x menos que smartphone)
- Recargable (>5 días de autonomía)
- Para bebés (>29 días), niños y adultos.



### + producto

Tucky is also a **position monitor**. It warns when newborn is no longer in the recommended sleeping position.

## Descripción del contenido del producto

Un juego de cajas de Tucky :

- 1 termómetro de parche
- 5 adhesivos de doble cara
- 1 cable de carga USB
- 1 manual de instrucciones

Caja de recarga : x15 adhesivos (ref : ADH-21-P1)



Modelo TUCKY-21W - Dispositivo médico de clase IIa  
 Fabricante e-TakesCare SAS, 35 rue des Chantiers, 78000 Versailles, Francia  
 Para más información : [www.e-takescare.com](http://www.e-takescare.com)

